

# Mascarillas protectoras desechables - 10 Caja de 50

## Material de protección covid

### 48,00 € sin IVA



Nos mascarillas son certificadas conforme a la norma europea en vigor EN14683 : 2019

#### Fiche technique des masques chirurgicaux

Pour une protection optimale, le masque chirurgical doit être porté avec attention sur votre visage. Les étapes suivantes vous permettent d'être protégé efficacement:

- 1 - Se laver les mains et placer le haut du masque sur le nez et les bandes élastiques autour des oreilles, face devant à l'utilisateur.
- 2 - Ajuster la bandelette du bord haut du masque sur le nez pour adapter la forme à votre morphologie, puis déployer le bas du masque sous votre menton.
- 3 - Procéder aux derniers ajustements pour assurer une couverture efficace du nez et de la bouche.
- 4 - Une fois ajusté, ne pas toucher le masque avec les mains.
- 5 - Lancer/poser les mains après avoir retiré votre masque, et jeter-le dans une poubelle fermée après usage.

#### Mise en garde :

- Ce produit est à usage unique, il est jetable et ne peut pas être lavé et réutilisé.
- Durée d'utilisation recommandée : 4 heures.
- Ne pas utiliser en salle d'attente ou en salle d'opération.
- Ce produit ne doit pas être utilisé après sa date limite de conservation (voir sur le dessous de la boîte ou si l'emballage est endommagé).
- Le produit doit être stocké au sec et à l'abri de températures extrêmes.
- Ce produit est un dispositif médical.



## ESPECIFICACIONES

Marca	Securite shopping
Base	
Fijación	Sin fijación
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Fecha de entrega	1-3 días
Categoría	Material de protección covid
Tipo	Sistemas de seguridad

## DETAIL

Lote de 10 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas desechables.

Mascarillas quirúrgicas tipo II - ADULTOS

3 capas - no estéril y de un solo uso  
Eficiencia de filtración bacteriana > 98% (tipo 2).

Filtrar gotas, polen, polvo.

Compuesto por 3 capas (soporte iniciado / filtro de fibra de polipropileno).

Cubre nariz y boca.

## DESCRIPTION

Fijación de oreja mediante elástico.

Embalaje y avisos legales en FRANCÉS).

Mascarilla protectora quirúrgica **desechable de 3 capas**

Máscara azul de no tejido, talla única con elástico para una mejor protección.

Para prevenir la propagación de **Covid-19**, resfriados y gripe, protección de uso único para protegerse contra gérmenes patógenos como a quienes lo rodean de cualquier diseminación microbiana.

Para garantizar la máxima protección, la máscara debe cambiarse periódicamente durante el día. El tiempo de uso recomendado es de 4 horas como máximo.

# Mascarillas protectoras desechables - 10 Caja de 50

## Material de protección covid - Foto nº 1



### ESPECIFICACIONES

<b>Marca</b>	Securite shopping
<b>Base</b>	
<b>Fijación</b>	Sin fijación
<b>Ref ID</b>	mas-de-pro-3071 3071
<b>Fecha de entrega</b>	1-3 días
<b>Categoría</b>	Material de protección covid
<b>Tipo</b>	Sistemas de seguridad

### DETAIL

- Lote de 10 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas desechables.
- Mascarillas quirúrgicas tipo II - ADULTOS
- 3 capas - no estéril y de un solo uso
- Eficiencia de filtración bacteriana > 98% (tipo 2).
- Filtrar gotas, polen, polvo.
- Compuesto por 3 capas (soporte iniciado / filtro de fibra de polipropileno).
- Cubre nariz y boca.

Dimensiones de la mascarilla quirúrgica: 17 cm x 9,5 cm.

Fijación de oreja mediante elástico.

# Mascarillas protectoras desechables - 10 Caja de 50

# Material de protección covid - Foto n° 2

Embalaje y avisos legales en FRANCÉS).



## Descriptif de nos masques chirurgicaux :

- non stérile et à usage unique
- 3 plis
- ≥98 % d'efficacité de filtration bactérienne
- Filtre gouttelettes, pollen, poussières
- Composé de 3 épaisseurs
- couvre le nez et la bouche
- Dimensions du masque chirurgical : 17 cm x 9,5 cm
- Fixation auriculaire par élastique
- Matière : support en intissé, filtre en fibre de Polypropylène
- Durée de conservation : 2 ans
- Disponible en boîte de 50 masques



Nos masques sont certifiés conforme à la norme européenne en vigueur EN14683 : 2019

## ESPECIFICACIONES

Marca	Securite shopping
Base	
Fijación	Sin fijación
Ref	mas-de-pro-3071
ID	3071
Fecha de entrega	1-3 días
Categoría	Material de protección covid
Tipo	Sistemas de seguridad

## DETAIL

- Lote de 10 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas desechables.
- Mascarillas quirúrgicas tipo II - ADULTOS
- 3 capas - no estéril y de un solo uso
- Eficiencia de filtración bacteriana > 98% (tipo 2).
- Filtrar gotas, polen, polvo.
- Compuesto por 3 capas (soporte iniciado / filtro de fibra de polipropileno).
- Cubre nariz y boca.

Dimensiones de la mascarilla quirúrgica: 17 cm x 9,5 cm.

Fijación de oreja mediante elástico.

Embalaje y avisos legales en FRANCÉS)

# Mascarillas protectoras desechables - 10 Caja de 50

## Material de protección covid - Foto n° 3

### Fiche technique des masques chirurgicaux

*Pour une protection optimale, le masque chirurgical doit être posé avec attention sur votre visage. Les étapes suivantes vous permettront d'être protégé efficacement :*

- 1 - Se laver les mains et placer le haut du masque sur le nez et les bandes élastiques autour des oreilles, face bleue à l'extérieur
- 2 - Ajuster la baguette du bord haut du masque sur le nez pour adapter la forme à votre morphologie, puis déployer le bas du masque sous votre menton
- 3 - Procéder aux derniers ajustements pour assurer une couverture efficace du nez et de la bouche
- 4 - Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains
- 5 - Lavez-vous les mains après avoir retiré votre masque, et jetez-le dans une poubelle fermée après usage

#### Mise en garde :

- Ce produit est à usage unique, il est jetable et ne peut pas être lavé et réutilisé.
- Durée d'utilisation recommandée : 4 heures
- Ne pas utiliser en salle stérile ou en salle d'opération

- Ce produit ne doit pas être utilisé après sa date limite de conservation (voir sur le dessous de la boîte ou si l'emballage est endommagé)
- Le produit doit être stocké au sec et à l'abri de températures extrêmes
- Ce produit est un dispositif médical



## ESPECIFICACIONES

<b>Marca</b>	Securite shopping
<b>Base</b>	
<b>Fijación</b>	Sin fijación
<b>Ref</b>	mas-de-pro-3071
<b>ID</b>	3071
<b>Fecha de entrega</b>	1-3 días
<b>Categoría</b>	Material de protección covid
<b>Tipo</b>	Sistemas de seguridad

## DETAIL

Lote de 10 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas desechables.

Mascarillas quirúrgicas tipo II - ADULTOS

3 capas - no estéril y de un solo uso  
Eficiencia de filtración bacteriana > 98% (tipo 2).

Filtrar gotas, polen, polvo.

Compuesto por 3 capas (soporte iniciado / filtro de fibra de polipropileno).

Cubre nariz y boca.

Dimensiones de la mascarilla quirúrgica: 17 cm x 9,5 cm.  
Fijación de oreja mediante elástico.

## Mascarillas protectoras desechables - 10 Caja de 50

Material de protección covid - Foto nº 4

Embalaje y avisos legales en FRANCÉS



## ESPECIFICACIONES

<b>Marca</b>	Securite shopping
<b>Base</b>	
<b>Fijación</b>	Sin fijación
<b>Ref</b>	mas-de-pro-3071
<b>ID</b>	3071
<b>Fecha de entrega</b>	1-3 días
<b>Categoría</b>	Material de protección covid
<b>Tipo</b>	Sistemas de seguridad

## DETAIL

Lote de 10 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas desechables.

Mascarillas quirúrgicas tipo II - ADULTOS

3 capas - no estéril y de un solo uso

Eficiencia de filtración bacteriana > 98% (tipo 2).

Filtrar gotas, polen, polvo.

Compuesto por 3 capas (soporte iniciado / filtro de fibra de polipropileno).

Cubre nariz y boca.

Dimensiones de la mascarilla quirúrgica: 17 cm x 9,5 cm.

Fijación de oreja mediante elástico.

Embalaje y quices locales en FRANCÉS

## Mascarillas protectoras desechables - 10 Caja de 50

### Material de protección covid - Foto nº 5



## ESPECIFICACIONES

<b>Marca</b>	Securite shopping
<b>Base</b>	
<b>Fijación</b>	Sin fijación
<b>Ref</b>	mas-de-pro-3071
<b>ID</b>	3071
<b>Fecha de entrega</b>	1-3 días
<b>Categoría</b>	Material de protección covid
<b>Tipo</b>	Sistemas de seguridad

## DETAIL

Lote de 10 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas desechables.

Mascarillas quirúrgicas tipo II - ADULTOS

3 capas - no estéril y de un solo uso  
Eficiencia de filtración bacteriana > 98% (tipo 2).

Filtrar gotas, polen, polvo.

Compuesto por 3 capas (soporte iniciado / filtro de fibra de polipropileno).

Cubre nariz y boca.

Dimensiones de la mascarilla quirúrgica: 17 cm x 9,5 cm.

Fijación de oreja mediante elástico.

Embalaje y avisos legales en FRANCÉS).

Certificado CE - EN14683: 2019